



El ICE zirconio puede ser utilizado también por el sistema “Ceramill Base” a partir de ahora!

A partir de ahora el ICE zirconio puede ser utilizado también por el sistema “Ceramill Base” de Amann Girrbach. A través de diferentes portabloques, de los cuales se recibe uno gratis al primer pedido de zirconio Zirkonzahn, los bloques de zirconio de gran calidad pueden ser pegados sin problemas al disco y en continuación se elaboran habitualmente.

- alto grado de translucidez
- 7 diferentes tamaños de bloques y 2 alturas distintas
- zirconio con contracción constante independientemente del número de producción
- resultados de contracción certeros al factor de engrandecimiento 7,2 (ajustado una vez para siempre)



Para más información llame al +39 0474 066680 o consulte www.zirkonzahn.com