

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM

„La zirconia necesita héroes“ Enrico Steger

Zirconia Prettau


Para resultados permanentes en el tratamiento de los implantes es necesaria una gran solidez y resistencia del material utilizado en el maxilar superior e inferior. Estos se exponen a cargas aumentadas debido a la falta de los sensores propioceptivos y al incremento de la fuerza del cierre del paciente resultante esta falta. Estas exigentes necesidades las cumple la zirconia Prettau, un material modificado del grupo de las zirconias. Todas las zonas funcionales que estén en la oclusión se preparan al 100% de este material. Solamente las partes vestibulares de la zona dental anterior se pueden cubrir con cerámica mientras se dejen libres los bordes incisales (de corte). Las características de la zirconia Prettau garantizan la resistencia al desgaste y evitan el problema de fractura de los bordes de corte y de las cúspides. De otra manera, es casi imposible evitar la ruptura en puentes estratificados totalmente de cerámica.



El Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, España

Georg Walcher – Centro de Formación Zirkonzahn



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



Fresado con el sistema CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn