

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ALL ZIRCONIA




1. Barras primarias superior e inferior en zirconia
2. Parte secundaria producida con la técnica galvano




3. Estructura modelada en resina
4. Estructura fresada en zirconia



5. Estructura coloreada en color de diente y de encía
6. Wash de cerámica de encía y de dentina ya cocido



7. Parte secundaria in situ
8. Puente fresado listo para el cementado



9. Cementar las dos partes con cemento anaerobio
10. Parte primaria y secundaria cementadas definitivamente

11.



12.



11. El puente asienta suave y ajusta sobre la barra

12. Puente ajustado

13.



14.



13. Caso terminado

14. Caso terminado

15.



16.



15. Barras atornilladas


16. Barras atornilladas



Caso terminado en boca

Zilio Aldo, Venecia

Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



milled with Zirkonzahn Milling System