



La zircone Zirkonzahn « ICE » peut à présent être utilisée aussi avec le Ceramill Base !

Vous pouvez en effet dès maintenant utiliser la zircone Zirkonzahn « ICE » avec le système de fraisage « Ceramill Base » de chez Amann Girrbach. Nos différents anneaux d'adaptation (un fourni gratuitement pour toute première commande de zircone Zirkonzahn) vous permettront de fixer (collage) sans problèmes ces blocs de zircone de haute qualité sur votre propre système de fraisage. Après avoir ainsi fixé le bloc, vous pourrez le fraiser normalement, selon la procédure habituelle.

Les avantages des blocs zircone « ICE » :

- Grande translucidité
- Blocs proposés dans 7 tailles et 2 hauteurs de bloc différentes
- Une zircone présentant un taux de contraction constant, c'est-à-dire toujours le même quel que soit le lot de fabrication des blocs...
- ...et donc, après avoir réglé une fois pour toutes le facteur d'agrandissement
- sur 7,2 : toujours, vous obtenez un résultat optimal.



Pour tout complément d'information, veuillez nous contacter au 0039 0474 066680 ou consulter notre site Web : www.zirkonzahn.com