

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100 % ZIRCON PRETTAU® - MADE BY CAD/CAM

« La zircone a besoin de héros » Enrico Steger



Zirkonzahn Worldwide



Zirkonzahn Allemagne



Zirkonzahn USA




Zirkonzahn Mexique

Méthode CAD/CAM pour prothèses fixes et mobiles en Zirconie Prettau®

Un patient de 68 ans, de sexe masculin, n'est plus satisfait de l'esthétique de sa denture et désire réarranger complètement ses arcades maxillaires et mandibulaires sans traitement orthodontique préliminaire et à l'aide d'une intervention chirurgicale minimale. Afin de masquer les malpositions des dents et de rétablir la proportion esthétique entre la largeur et la hauteur des couronnes, la prothèse est envisagée et élaborée de façon à prévoir la création de parties muqueuses en céramique rose.

Les éléments traditionnels de positionnement pour l'établissement du diagnostique sont remplacées par des pièces acryliques provisoires à l'aide de la technique CAD/CAM. Après une période d'adaptation clinique et d'essai, les éléments provisoires sont reproduits avec précision – à l'aide d'un double scannage – en une prothèse fixe en zirconie pour le maxillaire et en une prothèse mobile en zirconie pour la mandibule.



Le Prettau® Bridge


Dr. Nico Bühler – Clinique de dentisterie restauratrice (Université de Bâle)

Mauricio Cuéllar de la Torre – Zirkonzahn Education Center



Zirkonzahn®

3^{èmes} rencontres internationales CAD/CAM dentaire
Aria
23./24.09.2011
Stand n°14
à Lyon



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRCONLAB - Yves PROBST - Tel +33 388 69 55 44 - zirconlab@wanadoo.fr - www.zirconlab.com

LABORATOIRE FOUQUIER - Tel +33 494 22 47 09 - rvf.lab@wanadoo.fr - www.richard-fouquier.com

ROTEC - Tel +33 240 62 11 02 - Fax +33 240 24 72 15 - contact@rotec.fr - www.rotec.fr



Fraisé avec le Système CAD/CAM 5-TEC Zirkonzahn