


Zirkonzahn®

I.P.

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM

„Con zelo verso la perfezione“ Enrico Steger



Zirkonzahn World Wide



Zirkonzahn Germania



Zirkonzahn USA




Zirkonzahn Messico

Zirconia Prettau

Per evidenziare la funzionalità di questi tipi di costruzione creiamo ogni mese, insieme al medico spagnolo Fernando Rojas-Vizcaya, alcuni lavori di questo tipo. Il vantaggio dei ponti Prettau avvitati occlusalmente consiste nella loro facile lavorazione e nella loro stabilità.

Grazie ad un wax-up e ad una doppia scansione, la costruzione viene realizzata in tempi brevissimi. Il sistema crea automaticamente l'accesso occlusale delle viti e la parte vestibolare dei denti frontali è stata rivestita in ceramica. Questo rappresenta il giusto compromesso fra un'estetica elevata nella parte visibile e, contemporaneamente, un'alta stabilità e robustezza nella zona dei denti laterali.



Il Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spagna

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5829=

Fresato con il Zirkonzahn sistema CAD/CAM 5-TEC