



O ICE Zirconia pode ser utilizado também no sistema “Ceramil Base” a partir de agora!

A partir de agora o ICE Zirconia pode ser utilizado também no sistema “Ceramil Base” da Amann Girrbach. Através de diferentes suportes de blocos, dos quais se recebe um grátis com o primeiro pedido de zircónio Zirkonzahn, os blocos de zircónio de grande qualidade podem ser fixos sem problemas ao disco e trabalha-se como habitualmente.

- Alto grau de translucidez
- 7 tamanhos diferentes de blocos e 2 alturas distintas
- Zircónio com contracção constante independentemente do lote de fabrico
- Resultados de contracção correctos com factor 7,2 (ajustado uma vez e para sempre)



Para mais informações contacte Tel: 217586269 ou consulte www.zirkonzahn.com