

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM

„O Zircónio necessita de Heróis“ Enrico Steger

Zirconia Prettau

Para resultados duradouros no tratamento com implantes é necessário solidez e resistência dos materiais utilizados na reabilitação pois as próteses são sujeitas a cargas aumentadas por falta de sensores proprioceptivos e consequente aumento das forças mastigatórias. Estas necessidades muito exigentes são cumpridas pela Zirconia Prettau, um material modificado do grupo das zirconias.


Todas as zonas funcionais de oclusão são preparadas com 100% desta zirconia. Somente as partes vestibulares da região anterior são cobertas de cerâmica excepto os bordos incisais (de corte). As características da Zirconia Prettau garantem a resistência ao desgaste e evitam os problemas de fracturas de cúspides em cerâmica. De outro modo é quase impossível evitar fracturas em pontes totalmente recobertos de cerâmica estratificada.



Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Espanha

Georg Walcher – centro de formação Zirkonzahn



Zirkonzahn®

Visite-nos: Stand N.º 10

IDS Colónia
2011 22.-26. Março

Pavilhão 4.2 / Passeio G

*Leve as suas esperanças
e realize os seus sonhos*

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - zirkonzahnportugal@clix.pt

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Fresado com o sistema CAD/CAM 5TEC da Zirkonzahn



WEAA5923=