

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology




100% PRETTAU ZIRKON

Uma prótese inferior removível com garantia de longa duração

A ideia consiste em fazer uma prótese removível retida por barras numa elaboração totalmente cerâmica. Usam-se barras de zirconia com elementos e retenção nas extremidades. A fricção obtida mantém a prótese segura e os elementos de retenção são substituíveis. Deste modo fica garantida a durabilidade da prótese.



As barras de retenção são fresadas a partir de uma estrutura em resina (Frame) totalmente anatômica para garantir o posicionamento das barras dentro do contorno da prótese. Tanto as barras como a prótese são realizadas totalmente em zirconia. Apenas na porção gengival é aplicada cerâmica de recobrimento (Tissue). Obtemos assim uma ponte Prettau, neste caso uma prótese removível retida por barras.



A Prettau Bridge

Georg Walcher, Zirkonzahn Itália

Dr. Nico Bühler – Clínica de Odontologia reconstrutiva da Universidade de Basileia (Suíça)



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - zirkonzahnportugal@clix.pt

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Fresado com o sistema de fresagem Zirkonzahn



WEAA5909=