


# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*



**100% PRETTAU® ZIRKON - MADE BY CAD/CAM**

*„Mit Fleiß zur Perfektion“ Enrico Steger*



*Zirkonzahn World Wide*



*Zirkonzahn Deutschland*



*Zirkonzahn USA*




*Zirkonzahn Mexiko*

## *Prettau® Zirkon*

Um die Funktionalität dieser Konstruktionsarten unter Beweis zu stellen, fertigen wir gemeinsam mit Dr. Fernando Rojas-Vizcaya aus Spanien jeden Monat einige Arbeiten dieser Art. Okklusale verschraubte Prettau-Brücken haben den Vorteil, dass sie leicht zu fertigen sind und gleichzeitig sehr stabile Eigenschaften haben.

Mit einer Wachsauflage und Doppelscan ist die Konstruktion innerhalb kürzester Zeit realisiert. Das System bildet die okklusalen Schraubenzugänge automatisch aus. Es wurde der bukkale Teil der Frontzähne verblendet, das gibt im sichtbaren Bereich eine sehr hohe Ästhetik und im Seitenzahnbereich hohe Stabilität.



## *Die Prettau® Bridge*

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spanien

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



WEAA5329=

*Gefräst mit CAD/CAM System 5-TEC*